


Handsfree communicatie is hier

Nu kunnen uw cliënten naadloos
handsfree bellen met hun
Oticon hoortoestellen als headset

Uw cliënten met een iPhone of iPad kunnen nu
hun Oticon hoortoestellen* gebruiken om handsfree
telefoon- en videogesprekken te voeren.



Handsfree
communicatie
Nu beschikbaar



Handig. Hoge kwaliteit. Handsfree

Uw cliënten kunnen nu genieten van het gemak van handsfree bellen wanneer het hen uitkomt. Met hun handen vrij kunnen ze onderweg met hun familie, vrienden en collega's praten. Of ze nu rijden, lopen, werken of koken, ze kunnen blijven doen wat ze doen en hun hoortoestellen zorgen voor de rest.

- Video- en telefoongesprekken met rechtstreekse audio van hoge kwaliteit
- Aandachtiger vergaderingen op afstand bijwonen
- De handen vrij om andere dingen te doen tijdens gesprekken

Made for
iPhone | iPad

* Oticon More, Oticon Zircon en Oticon Play PX hoortoestellen op het Polaris-platform



Handsfree communicatie werkt voor:

- Mobiele telefoongesprekken
- Videogesprekken, bijvoorbeeld FaceTime
- Online vergaderingen

Hoe het werkt:

1. De drager maakt of ontvangt een oproep op zijn/haar iPhone of iPad
2. De gespreksaudio wordt draadloos naar de hoortoestellen van de drager gestuurd
3. De microfoons van het hoortoestel vangen de stem van de drager op
4. De stem van de drager wordt naar de iPhone of iPad gestuurd



Gebaseerd op de nieuwste Bluetooth Low Energy-technologie


De handsfree communicatie van Oticon bevindt zich in de technologische voorhoede, dus wordt er minder batterijvermogen van de hoortoestellen gebruikt dan bij de klassieke Bluetooth-technologie van sommige andere hoortoestelmerken.



Gereed voor iedereen op het Polaris-platform

Handsfree communicatie is nu beschikbaar voor deze hoortoestellen op het Polaris-platform: Oticon More™, Oticon Zircon en Oticon Play PX. Voor cliënten die al Oticon More hebben, hoeft u slechts hun software bij te werken naar 1.3.0 om de nieuwe handsfree communicatie mogelijk te maken.

Handsfree communicatie is beschikbaar met iPhone 11 of hoger met iOS 15.2 of hoger, en iPad met iPadOS 15.2 of hoger.**



** Bekijk hier welke hoortoestellen en apparaten compatibel zijn [oticon.nl/compatibility](https://www.oticon.nl/compatibility)